

Obtenez des récompenses pour votre bonne utilisation d'AcceleDent et de son application!
Vous recevrez des commentaires élogieux et des encouragements à chaque étape.

| Réalisation | Icône | Réalisation | Icône |
|--|---|---|---|
| Connexion médecin Connectez-vous avec médecin, il peut vous aider à atteindre vos objectifs de traitement...plus rapidement! |  | Vedette Vous avez ajouté 3 amis à votre communauté. Laissez-les vous aider à atteindre votre objectif. |  |
| Bienvenue Vous avez terminé votre première séance de traitement de 20 minutes. |  | Accélérateur expert 30 Vous avez utilisé AcceleDent à 90 % pendant 1 mois. |  |
| Champion Vous serez bientôt un véritable pro. Très bonne utilisation du chronomètre de l'application au cours du traitement. |  | Accélérateur expert 90 Vous avez utilisé AcceleDent à 90 % pendant 3 mois. |  |
| 7 jours d'utilisation Vous avez utilisé AcceleDent pendant 7 jours consécutifs. |  | Accélérateur expert 180 Vous avez utilisé AcceleDent à 90 % pendant 6 mois. |  |
| 30 jours d'utilisation Vous avez utilisé AcceleDent pendant 30 jours consécutifs |  | Accélérateur expert 360 Vous avez utilisé AcceleDent à 90 % pendant 1 an. |  |
| 90 jours d'utilisation Vous avez utilisé AcceleDent pendant 90 jours consécutifs. |  | Accélérateur pro Vous êtes mieux classés que 85% de l'ensemble des utilisateurs d'AcceleDent sur les six derniers mois |  |
| Accélérateur 30 Vous avez utilisé AcceleDent à 80 % pendant 1 mois. |  | Accélérateur Champion Vous êtes mieux classés que 90% de l'ensemble des utilisateurs d'AcceleDent sur les six derniers mois |  |
| Accélérateur 90 Vous avez utilisé AcceleDent à 80 % pendant 3 mois. |  | Accélérateur Suprême Vous êtes mieux classés que 95% de l'ensemble des utilisateurs d'AcceleDent sur les six derniers mois |  |
| Accélérateur 180 Vous avez utilisé AcceleDent à 80 % pendant 6 mois. |  | 100 jours AcceleDent Continuez sur ce chemin. |  |
| Accélérateur 360 Vous avez utilisé AcceleDent à 80 % pendant 1 an. |  | 500 jours AcceleDent Félicitations pour votre engagement à utiliser AcceleDent. |  |